


НАБОРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ ООЦИТА

FGT - игла для аспирации ооцита

Одноразовые иглы серии FGT используются для аспирации ооцита. Изготовленная из высококачественной медицинской стали игла FGT является идеальным инструментом для проведения процедуры аспирации ооцита. Эхогенный наконечник канюли с особым покрытием и специальная плоская площадка-выемка стилета обеспечивают превосходную видимость под УЗИ.


Кат. № FGT	Размеры FGT (G x см)	Кол-во штук в упаковке
FGT 1830	18 x 30	10
FGT 1725	17 x 25	10
FGT 1730	17 x 30	10
FGT 1625	16 x 25	10
FGT 1630	16 x 30	10

На заказ возможно изготовление игл других размеров.



Характеристики:

- * сантиметровая шкала
- * эхогенный наконечник с покрытием повышенной видимости
- * плоская выемка стилета для повышения эхогенности
- * коннектор канюли Luer-Lock
- * цветовая маркировка диаметра
- * шприц 20 см³ Luer-Lock
- * срок стерилизации - 5 лет



FGTC - набор для аспирации ооцита

Одноразовые наборы серии FGTC используются для аспирации ооцита. Набор состоит из аспирационной иглы, выполненной из высококачественной медицинской стали, шприца 20см³ с коннектором Luer-Lock и соединительной трубки длиной 40 см. Набор FGTC является идеальным инструментом для проведения процедуры аспирации ооцита. Эхогенный наконечник канюли с особым покрытием и специальная плоская площадка-выемка стилета обеспечивают превосходную видимость под УЗИ.

Кат. № FGTC	Размеры FGTC (G x см)	Длина трубки (см)	Кол-во штук в упаковке
FGTC 1725	17 x 25	40	10
FGTC 1730	17 x 30	40	10
FGTC 1625	16 x 25	40	10
FGTC 1630	16 x 30	40	10
FGTC 1635	16 x 35	40	10

На заказ возможно изготовление игл других размеров.

Характеристики:

- * сантиметровая шкала
- * эхогенный наконечник с покрытием повышенной видимости
- * плоская выемка стилета для повышения эхогенности
- * коннектор канюли Luer-Lock
- * цветовая маркировка диаметра
- * шприц 20 см³ Luer-Lock
- * соединительная трубка, длина 40 см
- * срок стерилизации - 5 лет

